

Demande complétée par :

Numéro d'identification unique (QTX) :

Centre hospitalier qui envoie le matériel :

Date et heure du prélèvement : AAAA-MM-JJ : hh:mm

Centre hospitalier qui reçoit le matériel :

LISTE DE MATÉRIEL POUR LE PRÉLÈVEMENT D'ORGANES

LISTE DE MATÉRIEL POUR LE PRÉLÈVEMENT D'ORGANES		TRANSPLANT QUÉBEC	CENTRE HOSPITALIER	
Matériel	Type / Calibre	Quantité demandée	Quantité envoyée	Quantité reçue
Machine à perfusion (LifePort)	(voir tableau ci-dessous)			
Solution de perfusion / conservation				
Sacs à pression appropriés				
Glace stérile				
Solution pour glace stérile				
Bocaux stériles (reins et/ou pancréas)				
Sacs intestinaux (emballage des organes)				
Pot stérile (emballage des vaisseaux)				
Sac stérile (emballage des vaisseaux)				
Canule pour perfusion aortique				
Tubulure en « Y » à perfusion				
Cabaret à chirurgie	Abdominal			
Cabaret à chirurgie	Pulmonaire			
Clamp aortique long				
Clamp aortique vasculaire				
Long ciseau Mayo courbe				
Scie sternale - Lame - Batterie				
Écarteur sternal				
Écarteur grand Balfour				
Autre :				
Autre :				
Autre :				
Autre :				
Autre :				
Apposer vos initiales :				

- L'envoi de la machine à perfusion rénale doit inclure tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement du rein sur chacune des pompes :
 - Champ stérile
 - Circuit de perfusion et tubulures
 - Cassettes
 - Embouts/canules stériles de différentes tailles
 - Solution de perfusion
 - Sac de transport
 - Autre matériel nécessaire non mentionné ci-haut
- Conserver les emballages avec les numéros de lots et date d'expiration et les mettre dans une pochette du sac de transport.